

proactive

ImportFile

Guida operativa

Aquisisci i risultati Dalla strumentazione

- 01.** Minimizza il rischio delle trascrizioni manuali
- 02.** Massimizza efficienza del processo
- 03.** Benefici Industria 4.0





IMPORTAZIONE RISULTATI DA STRUMENTAZIONE

Evita le trascrizioni
dei risultati: migliora
la sicurezza del dato

- ✓ Configura i files sul LIMS
- ✓ Processa di dati del file prodotto dalla strumentazione
- ✓ Gestisci le prove duplicate
- ✓ Importa nel LIMS
- ✓ Usa il barcode sull'etichetta per un'identificazione più sicura

Add-in import risultati

CSV



xls



Importazione Risultati

Chiudi Carica Parametri Salva File di Testo last upd 02/01/2023

Strumento ANIONI CATIONI DESCR:Anioni Cationi

Elenco File da importare C:\LabProAC\ch_demo01\Strumenti\Anioni Cationi_senza_prove_ripetute.csv

[CARTELLA INIZIALE NON ACCESSIBILE] C:\LabProAC\ch_demo01\Strumenti\ANIONI CATIONI

ID Campione Labpro	ID Campione	Fluoruro	RS.Area Fluoruro	Clorito	RS.Area Clorito	Bromato	RS.Area Bromato	Cloruro	RS.Area Cloruro	Nitrato
QC2 Cationi	QC2 Cationi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QC2 Anioni	QC2 Anioni	8,066	2,194448	0	0	0	0	79,703	18,525344	7,616
23032021-1-4	23032021-1-4	0,539	0,129045	0	0	0	0	19,644	4,17745	2,162
23032021-2-5	23032021-2-5	0,863	0,217943	0	0	0	0	16,522	3,467666	-0,018
23032021-3-6	23032021-3-6	0,116	0,012995	0	0	0	0	15,234	3,176008	-0,011
23032021-4-7	23032021-4-7	0,16	0,024838	0	0	0	0	2,446	0,312488	0
22012021-17-29	22012021-1...	0,145	0,020796	0	0	0	0	49,56	11,158951	-0,006
27012021-1-1	27012021-1-1	0,342	0,07478	0	0	0	0	20,187	4,301247	0
26012021-24-59	26012021-2...	0,319	0,06861	0	0	0	0	85,913	20,08458	0
26012021-22-53	26012021-2...	0,131	0,017045	0	0	0	0	10,045	2,006938	0
26012021-24-61	26012021-2...	0	0	0	0	0	0	1,153	0,026297	0
26012021-22-55	26012021-2...	0	0	0	0	0	0	1,758	0,160144	0
QC1 Cationi	QC1 Cationi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QC1 Anioni	QC1 Anioni	2,594	0,692794	0	0	0	0	25,447	5,505955	2,655

F10:Help sul campo

Cerca 13:11 07/02/2023