

proactive


Campioni aenti WEB

Guida operativa

DEFINIZIONE PRODOTTO

PWA utilizzabile sia da PC che da dispositivi mobili (tablet, smart phone) per la compilazione dei verbali di campionamento.

I dati relativi al campionamento vengono caricati in automatico sul sito WEB attraverso una connessione https (connessione che usa trasferimento sicuro e criptato di tipo SSL).






COMPILAZIONE VERBALE CAMPIONAMENTO

Il campionatore potrà compilare il verbale di campionamento in pochi semplici passi, inserendo:

- ✓ identificativo del campione *anche tramite lettura ottica del bar code*
- ✓ Eventuali annotazioni sul campione o altre informazioni richieste
- ✓ Confermare il numero dei campioni prelevati
- ✓ Far firmare il verbale al cliente o suo rappresentante
- ✓ Confermare il completamento del verbale



✓ Campionatori esterni

✓ Campionatori interni

✓ Clienti

Il laboratorio potrà scaricare i verbali di campionamento completati creando in automatico le accettazioni dei campioni.

UTILIZZABILE DA

- ✓ Campionatori interni
- ✓ Campionatori esterni
- ✓ Clienti finali laboratorio